



«Dank BRO kann ich die Welt mit
meinen Kindern unabhängig und
spontan entdecken.»

José



«Ich habe zwar eine Behinderung,
aber wenn ich in BRO sitze, sieht
man es mir nicht an.»

Anne




«Mit BRO kann ich meinen Arbeitsalltag
wieder selbstständig bestreiten und auch
lange Wege spielen keine Rolle mehr.»

Jeanette

Buche jetzt eine unverbindliche
Probefahrt und erlebe Freiheit
und Selbstständigkeit.

www.scewo.com/probefahrt



🇨🇭 SWISS DESIGN. SWISS ENGINEERING. SWISS MADE.

Scewo AG | Technoparkstrasse 7 | 8406 Winterthur | Schweiz
info@scewo.ch | +41 44 500 86 03 | www.scewo.com | Q2 2023



scewo **BRO**

Scewo BRO App
Intuitive Bedienung
Fernsteuerungsmodus
Zusätzliche Einstellungen




Erfordert keine
Rumpfstabilität.

35 km
Reichweite



Joystick-Adapter für
diverse Spezial-Aufsätze.



72%
Raupenmodus

Treppen bis 72 %
sind für BRO
kein Problem.

10%
Fahrmodus


Steigungen bis
10 % fährt BRO
mit links.

**162
KG**
BRO inkl. Akku

TRANSPORTMODUS



Partner-Netzwerk für
kompetente Beratung und
Service in Deiner Nähe.



Geeignet und
zertifiziert für den
Transport im PKW
und Flugzeug.




**Service
Hotline**



Anti-Kipp-System
für mehr Sicherheit
beim Fahren.



Passe BRO auf Deine Bedürfnisse an. Verstelle die Rückenlehne und Fußstütze per Knopfdruck oder nimm verschiedene Anpassungen an der Kopfstütze, Armlehne, Fußstütze und Weiterem mechanisch vor.



**Aufstehhilfe &
Gesäß-
entlastung**



**Dynamische
Sitzkantelung**



Auswechselbare
Sitz- und
Rückenkissen
(auch von
Drittanbietern)



BRO ist von
Krankenkassen und
Versicherungen
anerkant.



Zubehör

Oberschenkelstützen
Schwenkbare Steuerkonsole
Handliche Autorampe



Dank **Over-the-air
Updates** ist BRO
immer auf dem
neusten Stand.

Bis zu 10 km/h
*je nach Bestimmungen

FAHRMODUS



Mit den großen Rädern **sicher
und wendig** unterwegs auf
verschiedenen Untergründen.

Mehrfach
ausgezeichnetes
Design



Alle **technischen Daten**
zu BRO findest Du auf
unserer Webseite.



Sensoren

erkennen das Treppenende für
automatisiertes Treppensteigen.



Eine **Rückfahrkamera**
für mehr Sicherheit
beim Navigieren.



**Freiheit &
Unabhängigkeit**



Sahara Gold
Urban Grey
Polar White

