



Elektrollstuhl Scewo BRO.

Alles Wichtige auf einen Blick.



Scewo BRO ist ein vollwertiger Elektrollstuhl, welcher mit intelligenter Technologie die selbstständige und sichere Bestreitung des Alltags ermöglicht. Darüber hinaus verringert er die finanzielle Belastung durch die Abhängigkeit von Pflegepersonal und Spezialadaptionen im Wohn- und Therapiebereich.

Hilfsmittelnummer: 18.50.08.0001



Elektrollstuhl

+



Treppenlift

+



Intelligenz

=



Scewo BRO

1

Ein Hilfsmittel für alles

Scewo BRO ist das einzige treppensteigende Hilfsmittel im Hilfsmittelverzeichnis zur selbstständigen Nutzung. Er überwindet auch Stufen, Schwellen und Steigungen. Dies ermöglicht z.B. eine selbstständige Bewältigung des Weges zum Arzt oder Therapeuten.

2

Einsparungen dank Updates

Auch ein bereits ausgelieferter BRO wird durch regelmäßige Updates mit neuen Funktionen bereichert. Somit sind teure Nachrüstungen oder Umversorgungen nicht nötig und die Software des Rollstuhls veraltet technisch nicht.

3

Fernwartung

Anhand der Log-Dateien kann das Sanitätshaus Defekte aus der Ferne identifizieren. So ist das Problem schneller gefunden und kann effizienter und einfacher behoben werden. Dies verhindert auch lange Einsätze von Ersatzgeräten während der Wartung.



Da BRO u.a. den Bedarf an Assistenzkräften zur Stufenüberwindung eliminiert, amortisiert er sich in absehbarer Zeit und erfüllt das Wirtschaftlichkeitsgebot der Kostenträger.

Christian Au
LL.M. Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Sozialrecht



- Kein teurer Wohnungsumbau dank integriertem Sitzlift & kleinem Wenderadius
- Kein Fahrzeugumbau oder Fahrdienst nötig dank kompaktem Transportmodus & hoher Batteriereichweite
- Reduzierter Pflegeaufwand dank dynamischem Sitzsystem, Aufstehhilfe & Gesäbentlastung
- Langfristige Nutzung dank Verstellmöglichkeiten & Erweiterung mit Eigen- oder Drittprodukten

Scewo BRO App
 Intuitive Bedienung
 Fernsteuerungsmodus
 Rückfahrkamera
 Zusätzliche Einstellungen



Dynamische
Sitzkantelung



Aufstehhilfe &
Gesäßentlastung



Erfordert keine
Rumpfstabilität.

Joystick-Adapter für
diverse Spezial-Aufsätze.



Zubehör

Oberschenkelstützen
 Schwenkbare Steuerkonsole
 Handliche Autorampe



Auswechselbare
Sitz- und
Rückenkissen
 (auch von
Drittanbietern)



Mit den großen Rädern **sicher**
und wendig unterwegs auf
 verschiedenen Untergründen.

Alle **technischen Daten**
 zu BRO sind auf unserer
 Webseite aufgeführt.




Anti-Kipp-System
 für mehr Sicherheit
 beim Fahren.



Messen die Umgebung von BRO
 stetig aus und ermöglichen
 automatisiertes Treppensteigen.



BRO passt sich auf die Bedürfnisse des Nutzenden an. Rückenlehne,
 Fuß- & Kopfstütze und Weiteres kann einfach eingestellt werden. Die
 elektrischen Positionsanpassungen können die Durchblutung fördern,
 Dekubitus vorbeugen oder den lymphatischen Durchfluss verbessern.



**Freiheit &
 Unabhängigkeit**



Geeignet und
 zertifiziert für den
 Transport im PKW
 und Flugzeug.



BRO ist von
**Krankenkassen und
 Versicherungen**
 anerkannt.