



Elektrorollstuhl Scewo BRO.

Alles Wichtige auf einen Blick.

Scewo BRO ist ein vollwertiger Elektrorollstuhl, welcher mit intelligenten Technologien die selbstständige und sichere Bestreitung des Alltags ermöglicht. BRO vereint mehrere Hilfsmittel in nur einem Produkt und bietet damit eine einzigartige Freiheit und Flexibilität und verringert die Abhängigkeit von Pflege- und Therapiepersonal.

Hilfsmittelnummer: 18.50.08.0001



Elektrorollstuhl

+



Treppenlift

+



Intelligenz

=



Scewo BRO

1

Anpassbarkeit

BRO lässt sich auf die Bedürfnisse des Nutzenden anpassen. Die Rückenlehne und Fußstütze lassen sich automatisch verstellen. Kopfstütze, Armlehne und weitere Elementen können ebenfalls eingestellt werden. Dazu lässt sich BRO durch Eigen- oder Drittprodukte wie Sitzsysteme oder Steuerungen ergänzen.

2

Therapeutischer Nutzen

Diverse Funktionen wie die Aufstieghilfe oder die Relax-Position, ermöglichen mehr eigenständige Therapie (z.B. Kontraktur-Prophylaxe oder Aufstiehubungen). So bleibt beim Physio- oder Ergotherapie mehr Zeit für das Verfolgen anderer Therapieziele.

3

Selbstständigkeit

BRO fördert die selbstständige Partizipation am alltäglichen Leben. Funktionen wie der Sitzlift oder der Treppenmodus ermöglichen das Sprechen auf Augenhöhe, das Überwinden von Treppen, Stufen und Schwellen sowie das eigenständige Erreichen von hoch- oder tiefegelegenen Gegenständen.



Dieses fortschrittliche Hilfsmittel gibt nicht nur physische Mobilität zurück, sondern auch das Gefühl der Selbstbestimmung und des psychischen Wohlbefindens in einer oft herausfordernden Krankheitslandschaft.

Prof. Dr. med. Alex Alfieri
Chefarzt für Neurochirurgie & Wirbelsäulenchirurgie



Der Scewo BRO verbindet einen hochwertigen Elektrorollstuhl mit therapeutischem Nutzen mit einem Treppensteiger. Ein Multitalent, bei dem mehrere Hilfsmittel vereint werden.

Marcel Grecksch
Heilerziehungspfleger & Medizinprodukteberater bei der Luttermann GmbH in Essen

Scewo BRO App
 Intuitive Bedienung
 Fernsteuerungsmodus
 Rückfahrkamera
 Zusätzliche Einstellungen



Dynamische
Sitzkantelung



Aufstehhilfe &
Gesäßentlastung



Erfordert keine
Rumpfstabilität.

Joystick-Adapter für
diverse Spezial-Aufsätze.



Zubehör

Oberschenkelstützen
 Schwenkbare Steuerkonsole
 Handliche Autorampe



Auswechselbare
Sitz- und
Rückenkissen
 (auch von
Drittanbietern)



Mit den großen Rädern **sicher**
und wendig unterwegs auf
 verschiedenen Untergründen.

Alle **technischen Daten**
 zu BRO sind auf unserer
 Webseite aufgeführt.




Anti-Kipp-System
 für mehr Sicherheit
 beim Fahren.



Messen die Umgebung von BRO
 stetig aus und ermöglichen
 automatisiertes Treppensteigen.



BRO passt sich auf die Bedürfnisse des Nutzenden an. Rückenlehne,
 Fuß- & Kopfstütze und Weiteres kann einfach eingestellt werden. Die
 elektrischen Positionsanpassungen können die Durchblutung fördern,
 Dekubitus vorbeugen oder den lymphatischen Durchfluss verbessern.



Geeignet und
 zertifiziert für den
 Transport im PKW
 und Flugzeug.



BRO ist von
**Krankenkassen und
 Versicherungen**
 anerkannt.