

Du fährst nie allein.

Gemeinsam haben wir schon hunderttausende Barrieren überwunden. Jeder BRO bedeutet ein Leben mehr mit weniger Hindernissen.



Buche jetzt eine unverbindliche Probefahrt und erlebe Freiheit und Selbstständigkeit.

scewo.com/probefahrt




Swiss Design.
Swiss Engineering.
Swiss Made.

Scewo AG | Technoparkstrasse 7 | 8406 Winterthur | Schweiz
info@scewo.ch | +41 44 500 86 03 | www.scewo.com | Q3 2026

BRO

Entwickelt, um Grenzen zu überwinden.



Jetzt kostenlos probefahren!

Scewo BRO App
Intuitive Bedienung
Fernsteuerungsmodus
Zusätzliche Einstellungen




Erfordert **keine**
Rumpfstabilität.

Bis zu 35 km
Reichweite



18.50.08.0001
Hilfsmittelnummer


Anti-Kipp-System
für mehr Sicherheit
beim Fahren.

Schwellen
Mit BRO problemlos überwinden



Bis zu 10 km/h
*Je nach gesetzlichen Bestimmungen

FAHRMODUS



Mit den grossen Rädern **sicher**
und wendig unterwegs auf
verschiedenen Untergründen.

Joystick-Adapter für
diverse Spezial-Aufsätze.



72%

Treppen bis 72 %
sind für BRO kein
Problem.

10%

Steigungen bis
10 % fährt BRO
mit links.

**162
KG**

BRO inkl. Akku

TRANSPORTMODUS



Partner-Netzwerk für
kompetente Beratung und
Service in Deiner Nähe.



Geeignet und
zertifiziert für den
Transport im PKW
und Flugzeug.



**Aufstehhilfe &
Gesäss-
entlastung**



**Dynamische
Sitzkantelung**



Passe BRO auf Deine Bedürfnisse an. Verstelle die Rückenlehne und
Fussstütze per Knopfdruck oder nimm verschiedene Anpassungen an
der Kopfstütze, Armlehne, Fussstütze und Weiterem mechanisch vor.



**Freiheit &
Unabhängigkeit**



BRO wird von
**Krankenkassen und
Versicherungen**
anerkannt.



Zubehör

Oberschenkelstützen
Schwenkbare Steuerkonsole
Handliche Autorampe



Auswechselbare
**Sitz- und
Rückenkissen**
(auch von Drittanbietern)



Dank **Over-the-air
Updates** lernt BRO
regelmässig neue
Fähigkeiten dazu.

Mehrfach
**ausgezeichnetes
Design**



Alle technischen Daten
zu BRO findest Du auf
unserer Webseite.

BRO

Sensoren

erkennen das Treppenende für
automatisiertes Treppensteigen.



«**Rear View Assistant**»
Eine **Rückfahrkamera**
für mehr Sicherheit
beim Navigieren.

